

NANNIC


upptäck din bästa hud (för)någonsin

PRODUKTPROTOKOLL: UPPSTRAMNING OCH LYFT AV BUKEN

Behandlingstid: ca 45 min.

steg 1 : möjlighet 1


1. Kunden i ryggsläge - rengör buken med en ljummen, fuktig trasa.
2. Placera plattorna i samma plan (aktiva och inaktiva sida vid sida)
3. Fäst med elastiska band. FÖRSIKTIGHET: Se alltid till att ha god kontakt med huden.
4. Slå på enheten och ge kunden säkerhetsknappen.
5. Ställ in enheten på 5 minuter - Ställ in intensiteten på 30-35%.
6. Låt enheten gå och byt efter 5 minuter ut de aktiva plattorna mot de inaktiva plattorna och låt enheten gå igen i 5 minuter.
7. Fortsätt nu till steg 2.



Aktiv platta: Alltid i gelhölje FÖRSIKTIGHET
Kontrollera alltid gelhöljet med avseende på sprickor eller hål. Utflytande gel kan orsaka brännskador.



Inaktiv platta:
FÖRSIKTIGHET: Lägg ALDRIG den inaktiva plattan i en gelväska




NANNIC

upptäck din bästa hud (för)någonsin

PRODUKTPROTOKOLL: UPPSTRAMNING OCH LYFT AV BUKEN

steg 1 : alternativ 2

1. Kunden i rygggläge - rengör buken med en ljummen, fuktig trasa.
2. Placera de aktiva plattelektroderna på buken och fäst dem med de elastiska banden.
3. Placera de inaktiva plattorna på ryggen i höjd med njurarna och fäst dem med elastiska band.
4. Ställ in tiden på 10 min.
5. Ställ in intensiteten på 40-45% enligt känsla. Justera om det behövs. För varmt är inte ett plus.
6. Enheten.
7. Fortsätt nu till steg 2.




A **Aktiv platta:** Alltid i gelhölje **FÖRSIKTIGHET**
Kontrollera alltid gelhöljet med avseende på sprickor eller hål. Utflytande gel kan orsaka brännskador.

I A **Inaktiv platta:**
FÖRSIKTIGHET: Lägg **ALDRIG** den inaktiva plattan i en gelväska

PRODUKTPROTOKOLL: UPPSTRAMNING OCH LYFT AV BUKEN

steg 2 : fortsättning på alternativ 1 eller 2


1. Börja med alternativ 1 eller 2.
2. Byt ut de 2 aktiva plattorna mot 2 aktiva behandlingshuvuden och se till att de inaktiva plattorna sitter i njurarna.
3. Dra en skyddskåpa över behandlingshuvudena
4. Applicera serum på det område som ska behandlas. Buken och flankerna. NBE CELLULITE, FLACCID, FAT REDUCTION, STRIAE, BASE+ några droppar PROBIOTIC ACTIVATOR.
5. Slå på enheten och ge kunden säkerhetsknappen.
6. Ställ in tiden på 15 minuter.
7. Ställ in intensiteten på 30-35% enligt känsla.
8. Följ de rörelser som visas i kursen i cirka 15'
9. Ställ in enheten på stopp och .
10. Torka av med en fuktig, ljummen trasa.
11. Applicera smart & fast och rekommenderar denna produkt för vidare användning hemma.



NANNIC


upptäck din bästa hud (för)någonsin

3-5 minuter




Börja med den yttre cirkeln och arbeta dig inåt:

Förvräng cirkelarna genom att arbeta mot cisternen.




5 minuter



Med den här metoden:
tryck på toppen, inget tryck på botten.

5 minuter



Återigen, tryck på toppen och inget på botten.

Under den ca 15' långa behandlingen växlar du mellan dessa metoder.