

NANNIC

upptäck din bästa hud (för)någonsin

GELPÅSAR - VIKTIG INFORMATION

Använd **ENDAST** gelpåsarna med de **AKTIVA** plattorna
(plattorna med de orange cirklarna)

Gelpåsarna används **ALDRIG** med de passiva plattorna (de grå plattorna)



Massera gelpåsen lätt före användning. På så sätt fördelas gelen fint och du kan kontrollera att gelpåsen inte har några hål eller sprickor, eftersom detta kan leda till läckage av gel och därmed orsaka brännskador. (Detta beror på att när gelen läcker riktas all energi mot en punkt).

VIKTIGT: Om den är skadad ska du sluta använda gelpåsen och ersätta den med en ny!



Sätt alltid in plattan med den aktiva sidan i gelpåsen med gelen överst.

Se också till att den aktiva sidan alltid är placerad i riktning mot huden.



Fäst alltid plattorna med de elastiska banden, använd 2 band per platta.

Det är mycket viktigt att plattan har god kontakt med hela ytan. Överföringen av energi fördelas nämligen jämnt över de kvadratcentimeter som har kontakt med huden. Det vill säga - mindre yta = mer energi per kvadrat-cm till den ytan och större yta = mindre energi till varje kvadrat-cm.

OBS: denna hudkontakt gäller i ännu högre grad för den passiva (grå) plattelektroden (utan gelpåse).



Hur håller du gelpouch intakt så länge som möjligt?

- se till att inte vika gelpåsen, särskilt inte när den, värmen kommer att orsaka ännu mer stresssprickor.
- Förvara också alltid gelpåsarna snyggt och plant.

Hur rengör man gelpåsen?

Rengör med mjukt papper och Nannic Tool Cleaner.