

NANNIC

Behandlingsprotokoll

Förbättring av ansiktshuden: känslig hud, couperose och rosacea

förbättrar hudens struktur | lugnar och återfuktar | balanserar mikrobiomet

NBE 3000 Radiofrekvens

Tid: 70 minuter.

Rekommenderas för: Torr, röd, känslig eller irriterad hud. Hud med rosacea eller rosacea.

Antal behandlingar

- **Kurer:** 6 till 8 behandlingar. Första 2 veckorna: 2x per vecka; därefter 1x pervecka
- **Underhåll:** 1x var 4:e veckatill 6:

Produktrådgivning för hemmet

- **Rengöring:** Eye Make-up Remover, Make-up Remover Gel, Prebiotic Pore Care Cleanser, Prebiotic Hyaluron & Agave Toner
- **Mask:** Willow Bark Peeling Mask, Probiotic Recovering & Calming Mask
- **Skötsel:** Stratum Symbiosum *eller* Age Control Dry Sensitive i kombination Venatrix
- **Skyddar:** UV-shield, Intense Lip Repair



NANNIC

Förbereda

NBE 3000 Radiofrekvens

NBE Detox

10 minuter

Fäst 3 elektroder plattor med på inaktiva benen: 2 på vänster ben och 1 på höger. Applicera sedan 3 aktiva plattor: 1 på nedre delen av ryggen (njurarna), 1 på övre av ryggen delen() avslappningskotorna och 1 på bröstet (under). nyckelbenet Sätt på apparaten. Starta på 100 %. Se till att den förblir behagligt varm. Sänk om det behövs.

Rengöring

Ta bort ögonmakeup

1x Avlägsnande av ögonsmink

2 minuter

Ta bort ögonmakeup med Eye Make-up Remover på en bomullsrandell.

Förrengöringsmedel

1x Make-up Remover Gel

2 minuter

Applicera Make-up Remover Gel och massera med lätt fuktade in tillen emulsion . händer Torka av med en ljummet fuktig trasa.



NANNIC

Rengöring

1x Prebiotic Pore Care Cleanser

5 minuter

Klappa huden torr. Applicera rengöringsmedlet jämnt på ansikte och hals/decolleté. Låt verka i 1 .minut Massera sedan med fuktiga händer. Torka av med en ljummet fuktig trasa.

Keratolytisk peeling

Willow Bark Peeling Mask

10 minuter

Applicera på masken jämnt ansikte och hals/decolleté . med hjälp av borstenLåt verka i 5 minuter. Massera sedan med fuktiga händer. Avlägsna med en ljummet fuktig trasa.

Behandla

NBE 3000 Radiofrekvens

1x NBE Redness

1x NBE Impure Skin

Eventuellt 1x NBE Hyperpigmentation

1x NBE Base

1x NBE Probiotic Activator

20 minuter

Stäng enheten. Flytta den aktiva från bröstet till buken (större lymfkörtel). Ta bort 2 aktiva plattorna från baksidan och ersätt dem med 2 behandlingshuvuden. Applicera serum på behandlingsområdet. Sätt på apparaten igen och börja med låg intensitet (35 %). Börja med att öppna lymfkärlen (terminus). Arbeta alltid lyftande: rör dig uppåt med lätt tryck och nedåt utan tryck.

Börja vid halsen/decolletaget och arbeta dig vidare mot ansiktet.



NANNIC

Mask

Algae Mask purifying *eller* Algae Mask Ultra-Moisturising
Pore Treat Lotion

Bio-Energy Massage Cream
Prebiotic Återfuktande Body Lotion

15 minuter

Fördela masken med hjälp av spateln över ansikte och hals/dekolletage. Låt verka i 10 minuter och massera under tiden nacke, axlar och dekolletage med Bio-Energy Massage Cream. Ta bort massagekrämen med en ljummet fuktig trasa och applicera Prebiotic Moisturising Body Lotion. Ta av och avlägsna rester med Pore Treat Lotion.

Nära

Produkter för hemmet

Rekommendera produkter för hemmet och .tillämpa dem för stängning

1x= 1 dos= 1 pump

