

NANNIC

Behandlingsprotokoll

Förbättring avansiktshuden: uppstramning och lyft

förbättrar hudens struktur | stramar upp lyfteroch | balanserar mikrobiomet

NBE 3000 Radiofrekvens

Tid: 70 minuter.

Rekommenderas för: Hud med linjer, rynkor och slapphet.

Antal behandlingar

- **Kurer:** 6 till 8 behandlingar. Första 2 veckorna: 2x per vecka; därefter 1x pervecka
- **Underhåll:** 1x var 4:e e veckatill 6:

Produktrådgivning för hemmet

- **Rengöring:** Eye Make-up Remover, Pure Active Cleansing or Make-up Remover Gel, Prebiotic Pore Care Cleanser, Pore Treat Lotion
- **Mask:** Willow Bark Peeling MaskMask, Probiotic Recovering & Calming
- **Skrubba:** Silky Smooth Exfoliant
- **Vård:** Stratum Symbiosum *eller* Excellence *eller* Collagen Booster i kombination med Age Reverse Serum
- **Skyddar:** UV-shield, Intense Lip Repair



NANNIC

Förbereda

NBE 3000 Radiofrekvens

NBE CelluliteDetox

10 minuter

Fäst 3 elektroder plattor med på inaktiva benen: 2 på vänster ben och 1 på höger. Applicera sedan 3 aktiva plattor: 1 på nedre delen av ryggen (njurarna), 1 på övre delen av ryggen (avslappningskotorna) och 1 på bröstet (under nyckelbenet). Sätt på apparaten. Starta på 100 %. att den förblir . behagligt varmSänk om det .behövs

Rengöring

Ta bort ögonmakeup

1x Eye Make-up Remover

2 minuter

Ta bort ögonmakeup med Eye Make-up Remover på en bomullsrandell.

Förrengöringsmedel

1x Make-up Remover Gel *eller* Pure Active Cleansing

2 minuter

Applicera och massera med lätt fuktade händer. Torka av med en ljummet fuktig trasa.



NANNIC

Rengöring

1x Prebiotic Pore Care Cleanser

5 minuter

Klappa huden torr. Applicera rengöringsmedlet jämnt på ansikte och hals/decolleté. Låt verka i 1 minut. Massera sedan med fuktiga händer. Torka av med en ljummet fuktig trasa.

Keratolytisk peeling

Willow Bark Peeling Mask

10 minuter

Applicera på masken jämnt ansikte och hals/decolleté . med hjälp av borstenLåt verka i 5 minuter. Massera sedan med fuktiga händer. Avlägsna med en ljummet fuktig trasa.

Behandla

NBE 3000 Radiofrekvens

1x NBE Striae

1x NBE Flaccid Skin

1x NBE Lifting

Evt. dubbelhaka: 1x NBE Fat Reduction

1x NBE Base

1x NBE Probiotic Activator

20 minuter

Stäng enheten. Flytta den aktiva plattan från bröstet till buken (större). lymfkörtelTa bort de 2 aktiva plattorna från baksidan och ersätt dem med 2 behandlingshuvuden. Applicera serum på behandlingsområdet. Slå apparaten igen (35 %). Börja öppna lymfkärlen (terminus). Arbeta alltid lyftande: rör dig uppåt med lätt tryck och nedåt utan tryck. Börja vid halsen/dekolletaget och arbeta dig vidare mot ansiktet.



NANNIC

Mask

Algae Mask purifying *eller* Algae Mask Ultra-Moisturising

Pore Treat Lotion

Bio-Energy Massage Cream

Prebiotic Moisturizing Body Lotion

15 minuter

Fördela masken med hjälp av spateln över ansikte och hals/dekolletage. Låt verka i 10 minuter och massera under tiden nacke, axlar och dekolletage med Bio-Energy Massage Cream. Ta bort massagekrämen med en ljummet fuktig trasa och applicera Prebiotic Moisturising Body Lotion. Ta av och avlägsna rester med Pore Treat Lotion.

Nära

Produkter för hemmet

Rekommendera produkter för hemmet och tillämpa dem för stängning

1x= 1 dos= 1 pump

